



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

ASPIRATOR ELEKTRYCZNY
ASPILOO

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM! ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, ABY MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI. NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA I USZKODZENIA ELEKTRYCZNE!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie włączaj aspiratora do nosa podczas ładowania.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
4. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do usuwania wydzieliny z nosa dziecka. Nie należy go używać do żadnych innych celów!
5. Po każdym użyciu utrzymuj części i korpus w czystości i suchości.
6. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować do 100% co 2 miesiące.
7. Podczas czyszczenia nie zanurzaj całego ciała w wodzie.
8. Podczas użytkowania niemowlę/dziecko nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani połykać. Nadmierne podciśnienie może spowodować zaburzenie równowagi ciśnienia w uszach.
9. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas umieszczania końcówki ssącej w jamie nosowej.
10. Jeśli podczas korzystania z urządzenia dziecko odczuwa jakikolwiek dyskomfort, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

	Włącznik zasilania: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać ssanie.
	Przycisk muzyki: Krótkie naciśnięcie umożliwia dostosowanie głośności do poziomu 1 do 3. Sekwencja przycisków jest następująca: 1 -> 2 -> 3 -> Wyłącz -> Włącz. Ponowne naciśnięcie spowoduje przełączenie na inny utwór.
	Przycisk lampki nocnej: Tryb wyłączenia: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną. Po włączeniu, pojedyncze kliknięcie umożliwia zmianę jasności. poziomy 1 do 3. Tryb włączania: Po włączeniu urządzenia, kliknij raz, aby przełączyć poziomy jasności od 1 do 3, a następnie wyłącz.

<	Przycisk zmniejszania mocy ssania: Po włączeniu urządzenia, kliknij raz przycisk „<”, aby zmniejszyć siłę ssania Moc. Możesz wybrać poziom ssania od 1 do 9.
>	Przycisk zwiększania mocy ssania: Po włączeniu urządzenia, kliknij raz przycisk „>”, aby zwiększyć siłę ssania Moc. Możesz wybrać poziom ssania od 1 do 9.

Uwaga: Przed użyciem aspiratora do nosa należy zapoznać się z charakterystyką każdej końcówki i wybrać odpowiednią do wieku dziecka.
aby zapewnić użytkownikom wygodę i efektywność korzystania z nich.

Typ dyszy	Głębokość	Zakres wiekowy
Dysza stożkowa	Płytko	0-2 lata
Płaska dysza	Głęboko	0 lat i więcej
Dysza kątowna	Najgłębiej	0 lat i więcej

OPIS PRODUKTU

Przed użyciem

1. Zaleca się dezynfekcję silikonowej dyszy i pojemnika zbiorczego przed użyciem.
2. Unikaj stosowania do dezynfekcji urządzeń wytwarzających wysokie temperatury, takich jak kuchenki mikrofalowe.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
4. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność produktu i upewnić się, że wszystkie akcesoria są w komplecie.
5. Podczas korzystania z tego urządzenia należy upewnić się, że dziecko siedzi w pozycji z nozdrzami skierowanymi w dół.
Unikaj odchylania głowy do tyłu.

Cechy produktu

1. Skutecznie czyści nos niemowląt i dzieci, zapewniając bezpieczeństwo i komfort.
2. Końcówka ssąca dopuszczona do kontaktu z żywnością, zapewniająca bezpieczne i higieniczne użytkowanie, wygodną obsługę i konserwację.
3. Dziewięć poziomów siły ssania, aby sprostać różnym potrzebom.
4. Wbudowana spokojna muzyka i uspokajające światła pomagają zrelaksować dziecko podczas czyszczenia.
5. Długa żywotność baterii umożliwiającą dłuższe użytkowanie.

Opis produktu

Główna część



Akcesoria



Pokrywka
zbiornika



kolumna
rozdzielająca



Dół zbiornika



Rurka powietrzna



kabel USB




Pinceta




Instrukcja



Dysza stożkowa




Płaska dysza




Dysza kątowa

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




Krok 1

Zamontuj kolumnę rozdzielającą do dolnej części zbiornika.




Krok 2

Natóż pokrywę zbiornika.




Krok 3

Wybierz odpowiednią dyszę i zamontuj ją na zbiorniku.




Krok 4

Podłącz pojemnik zbiorczy do wlotu powietrza do głównego korpusu za pomocą rurki.




Krok 5

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie (ponownie naciśnij i przytrzymaj, aby je wyłączyć).




Krok 6

Użyj regulacji siły ssania przycisk „<” lub „>”, aby dostosować siłę ssania do pożądanego poziomu.




Krok 7

Użyj włącznika światła lub muzyki, aby włączyć tryb uspokajający (opcjonalny), który będzie odpowiedni dla Twojego dziecka.



Krok 8

Delikatnie umieść dyszę w środku jamy nosowej dziecka, która skutecznie oczyści śluz.




Krok 9

Po oczyszczeniu śluzu z nosa dziecka usuń zgromadzoną wydzielinę ze zbiorniczka.



Krok 10

Po usunięciu zbiorniczka, należy je niezwłocznie przepłukać. (Uwaga: korpusu głównego nie należy myć wodą!)



Krok 11

Po wyczyszczeniu osusz powierzchnię urządzenia miękką ściereczką, a następnie przechowuj je w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

Porady:

Aby uzyskać lepsze rezultaty, jeśli wydzielina w nosie dziecka jest sucha, zaleca się nawilżenie jej roztworem soli fizjologicznej przed użyciem elektrycznego aspiratora do nosa.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
2. Zdejmij końcówkę ssącą i pojemnik zbiorczy, a następnie wyczyść je środkiem czyszczącym i wodą.
3. Po użyciu utrzymuj części i korpus w czystości i suchości.
4. Końcówkę ssącą i pojemnik zbiorczy można sterylizować wrzątkiem lub parą, ale nie w kuchenke mikrofalowej.
5. Korpus produktu nie jest wodoodporny, dlatego nie należy go spłukiwać wodą ani czyścić w wysokich temperaturach. Do czyszczenia korpusu należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.
6. Przechowywanie produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w wilgotnym środowisku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość aspiratora do nosa dla dziecka, należy zwrócić uwagę na typowe problemy i wiedzieć, jak prawidłowo go konserwować. Oto kilka częstych problemów i rozwiązań:

Typowe problemy	Rozwiązania
Aspirator do nosa nie włącza się lub wyłącza się po kilku błyskach.	Przed użyciem należy w pełni naładować aspirator do nosa, ponieważ w momencie dostawy może on mieć niski poziom naładowania baterii. Prosimy o naładowanie przed użyciem.
Siła ssania jest niska lub efekt ssania nosa jest niezadowalający.	1. Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. 2. Aspirator do nosa wykorzystuje przepływ powietrza do odsysania wydzieliny z nosa. Podczas pracy należy unikać całkowitego przylegania końcówki ssącej do skóry, ponieważ może to doprowadzić do powstania zamkniętego środowiska i słabego ssania lub niezadowalającego efektu odsysania z nosa.
Trudności w oczyszczeniu zaschniętej lub stwardniałej wydzieliny z nosa.	Zaschnięta lub stwardniała wydzielina z nosa ma silną przyczepność. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy ją zmiękczyć roztworem soli fizjologicznej.
Spryskiwanie śluzu nosowego z wylotu powietrza podczas ssania.	Wyłącz urządzenie, wyczyść pojemnik zbiorczy i upewnij się, że nie jest napętniony ponad połowę.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	DC 5V/1A
MOC	5.5 W
BATERIA	litowo-jonowa 3.7V/ 2600mAh
CZAS ŁADOWANIA	Okolo 3 godzin
POZIOMY INTENSYWNOŚCI	9 poziomów
SIŁA SSANIA	max. 70Kpa
MASA NETTO PRODUKTU	276g
ROZMIAR PRODUKTU	105 mm * 75 mm * 51 mm

GWARANCJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru przez okres 2 lat od daty wydania towaru.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji urządzenie spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(RoHS) 2011/65/EU + (EU) 2015/863

Spełnia następujące standardy:

ENIEC 55014-1:2021
ENIEC 55014-2:2021
ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN61000-3-3:2013/A2:2021

Producent:
Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL EN

ELECTRIC NASAL ASPIRATOR
ASPILOO

BEFORE USING THIS DEVICE, PLEASE READ THIS USER MANUAL! FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE CAUSED BY IMPROPER USE! KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. IMPROPER USE CAN CAUSE PERSONAL INJURY AND ELECTRICAL DAMAGE!

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Do not turn on the nasal aspirator while charging.
- 2. This device is intended for adult operation only.
- 3. Do not expose the device to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- 4. The device is specifically designed for removing nasal mucus from a baby's nose. It should not be used for any other purpose!
- 5. Keep the parts and body clean and dry after each use.
- 6. Charging the battery to 100% every 2 months if don't use it for a long time.
- 7. Do not immerse the whole body in water during cleaning.
- 8. During use, the baby/child should not hold their breath, close their mouth, or swallow. Excessive vacuum pressure may cause an imbalance in ear pressure.
- 9. Do not exert excessive force when placing the suction tip into the nasal cavity.
- 10. If the baby/child experiences any discomfort while using the device, discontinue use immediately and consult a doctor.

OPERATION INSTRUCTION

	Power Switch: Long press to turn the device on/off. Short press to start/stop suction.
	Music Button: Short press to adjust the volume to levels 1 to 3. The button sequence is: 1-> 2-> 3-> Off-> On. Pressing again will switch to another music.
	Night Light Button: Power Off Mode: Long press to turn the night light on/off. Once turned on, single click to cycle through brightness levels 1 to 3. Power On Mode: After turning on the device, single click to cycle through brightness levels 1 to 3, and then turn off.
	Suction Power Decrease Button: After turning on the device, single click the „< „ button to decrease the suction power. You can select suction levels from 1 to 9.
	Suction Power Increase Button: After turning on the device, single click the „> „ button to increase the suction power. You can select suction levels from 1 to 9.

Note: Please note that before using a nasal aspirator, make sure to understand the characteristics of each nozzle and choose the appropriate one based on your child's age to ensure a comfortable and effective user experience.

Nozzle Type	Depth	Age Range
Conical Nozzle	Shallow	0-2 years old
Flat Nozzle	Deep	0 years and above
Angled Nozzle	Deepest	0 years and above

PRODUCT DESCRIPTION

Guide Before Use


- 1. It is recommended to disinfect the silicone nozzle and collection cup before use.
 - 2. Avoid using high-temperature devices such as microwaves for disinfection.
 - 3. This device is intended for adult operation only. Keep out of the reach of children.
 - 4. Before using, please check the product for proper sealing and ensure all accessories are complete.
 - 5. When using this device, please ensure that the child maintains a seated position with the nostrils facing downward.
- Avoid tilting the head back.

Product Features

- 1. Efficiently cleans baby's and children's nasal passages, ensuring safety and comfort.
- 2. Food-grade suction tip for safe and hygienic use, with convenient operation and maintenance.
- 3. Nine levels of suction strength to accommodate different needs.
- 4. Built-in soothing music and calming lights to help relax the baby during the cleaning process.
- 5. Long battery life for extended use.

Product Structure

Main Body



Accessories



Collection cup lid




Diversion column



Collection cup bottom cover



Air Tube



USB charging cable



Tweezers




Instruction manual



Conical nozzle




Flat nozzle




Angled nozzle

USER INSTRUCTIONS




Step 1

Install the Diversion Column on the underside of the collection cup.




Step 2

Insert the collection cup onto the bottom cover.




Step 3

Select the desired nozzle and install it onto the collection cup.




Step 4

Connect the collection cup to the main body's air intake port (Suction) using the tubing.




Step 5

Long press the power button to start the device (long press again to turn it off).



Step 6

Use the suction power adjustment button "<" or ">" to adjust the suction strength to the desired level.




Step 7

Use the light button or the music button to activate a soothing mode (optional) that is suitable for your baby.



Step 8

Gently place the nozzle inside the baby's nasal cavity to effectively clean their mucus.




Step 9

After cleaning your baby's nasal mucus, remove the collection cup.



Step 10

After removing the collection cup components, rinse them promptly. (Note: The main body should not be washed with water!)



Step 11

After cleaning, use a soft cloth to dry the surface of the device and store it properly in a cool place, avoiding direct sunlight.

Tips:

For better results, if the baby's nasal mucus is dry, it is recommended to use saline nasal spray to moisten it before using the electric nasal aspirator.

CLEANING AND STORAGE

1. Always turn off the power after use.
2. Remove the suction tip and collection cup and clean them with a cleaning agent and water.
3. Keep the parts and body clean and dry after use.
4. The suction tip and collection cup can be sterilized with boilingwater or steam, but not in a microwave.
5. The main body of the product is not waterproof, so do not rinse it with water or clean it at high temperatures. Please use a soft, damp cloth to wipe the main body for cleaning.
6. Avoid storing the product in direct sunlight or in a humid environment.

TROUBLESHOOTING

To ensure the optimal performance and longevity of your baby's nasal aspirator, it's essential to address common concerns and know how to properly maintain the device. Here are some frequent issues and solutions:

Common Issues	Solutions
The nasal aspirator not turning on or turning off after a few flashes.	Charge the nasal aspirator fully before use as it may have a low battery level when received. Please charge before use.
Suction power is low or the nasal suction effect is unsatisfactory.	1. Check if all parts are properly installed. 2. The nasal aspirator uses airflow to suction nasal mucus. During operation, avoid completely sealing the suction nozzle against the skin, as it may create a closed environment and result in poor suction or unsatisfactory nasal suction effect.
Difficulty in cleaning dried or hardened nasal mucus.	Dried or hardened nasal mucus has strong adhesion. Soften it by using a saline solution before attempting to clean it.

Nasal mucus spraying out from the air outlet during suction.	Please turn off the device, clean the collection cup, and ensure it is not filled beyond half capacity.
--	---

TECHNICAL DATA

POWER SUPPLY	5V DC/1A
POWER	5.5 W
BATTERY	3.7V/2600mAh lithium-ion
CHARGING TIME	Approximately 3 hours
INTENSITY LEVELS	9 levels
SUCTION STRENGTH	max. 70Kpa
PRODUCT NET WEIGHT	276g
PRODUCT SIZE	105mm * 75mm * 51mm

WARRANTY

The seller is liable for defective goods for 2 years from the date of delivery.

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that device described in this manual meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(RoHS) 2011/65/EU + (EU) 2015/863

Meets the following standards:

ENIEC 55014-1:2021
ENIEC 55014-2:2021
ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN61000-3-3:2013/A2:2021

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

NASENSAUGER
ASPILOO

BITTE LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG! BEACHTEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE, UM SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG KANN ZU VERLETZUNGEN UND ELEKTRISCHEN SCHÄDEN FÜHREN!

SICHERHEITSHINWEISE

1. Schalten Sie den Nasensauger nicht ein, während er geladen wird.
2. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt.
3. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Das Gerät ist speziell zur Entfernung von Nasenschleim aus der Nase eines Babys entwickelt worden. Es darf zu keinem anderen Zweck verwendet werden!
5. Halten Sie die Teile und das Gehäuse nach jedem Gebrauch sauber und trocken.
6. Laden Sie den Akku alle zwei Monate vollständig auf, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
7. Tauchen Sie den ganzen Körper während der Reinigung nicht in Wasser ein.
8. Während der Anwendung sollte das Baby/Kind nicht die Luft anhalten, den Mund schließen oder schlucken. Zu hoher Unterdruck kann zu einem Druckungleichgewicht im Ohr führen.
9. Wenden Sie beim Einführen der Absaugspitze in die Nasenhöhle keine übermäßige Kraft an.
10. Sollte das Baby/Kind während der Benutzung des Geräts Beschwerden verspüren, stellen Sie die Benutzung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

	Ein-/Ausschalter: Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus. Kurzes Drücken Drücken zum Starten/Stoppen der Saugfunktion.
	Musiktaste: Kurz drücken, um die Lautstärke auf Stufe 1 einzustellen. bis 3. Die Tastenfolge ist: 1-> 2 -> 3 -> Aus -> Ein. Durch erneutes Drücken wird zu einem anderen Musikstück gewechselt.
	Nachlicht-Taste: Ausschaltmodus: Zum Ein-/Ausschalten des Nachlichts lange drücken. Im eingeschalteten Zustand durch einmaliges Drücken die Helligkeit ändern. Stufen 1 bis 3. Einschaltmodus: Nach dem Einschalten des Geräts durch einmaliges Klicken aktivieren Durchlaufen Sie die Helligkeitsstufen 1 bis 3 und schalten Sie das Gerät dann aus.

	Saugkraftverringertungstaste: Nach dem Einschalten Durch einmaliges Drücken der Taste „<“ kann die Saugkraft verringert werden. Leistung. Sie können Saugstufen von 1 bis 9 auswählen.
	Taste zur Erhöhung der Saugkraft: Nach dem Einschalten Durch einmaliges Drücken der Taste „>“ am Gerät kann die Saugkraft erhöht werden. Leistung. Sie können Saugstufen von 1 bis 9 auswählen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie sich vor der Anwendung eines Nasensaugers über die Eigenschaften der einzelnen Düsen informieren und die für Ihr Kind geeignete Düse entsprechend dem Alter auswählen sollten.

um ein komfortables und effektives Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Düsentyp	Tiefe	Altersbereich
Konische Düse	Seicht	0-2 Jahre alt
Flachdüse	Tief	0 Jahre und älter
Schräge Düse	Tiefste	0 Jahre und älter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anleitung vor Gebrauch


1. Es wird empfohlen, die Silikondüse und den Auffangbecher vor Gebrauch zu desinfizieren.
2. Vermeiden Sie die Verwendung von Hochtemperaturgeräten wie Mikrowellen zur Desinfektion.
3. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt ordnungsgemäß versiegelt ist und ob alle Zubehörteile vollständig sind.
5. Achten Sie bei der Verwendung dieses Geräts darauf, dass das Kind eine sitzende Position einnimmt und die Nasenlöcher nach unten zeigen.
Vermeiden Sie es, den Kopf nach hinten zu neigen.

Produktmerkmale

1. Reinigt effizient die Nasengänge von Babys und Kindern und sorgt so für Sicherheit und Komfort.
2. Lebensmittelgeeignete Saugspitze für sichere und hygienische Anwendung, mit einfacher Bedienung und Wartung.
3. Neun Saugstärkestufen zur Erfüllung unterschiedlicher Bedürfnisse.
4. Integrierte beruhigende Musik und sanftes Licht helfen dem Baby, sich während des Reinigungsvorgangs zu entspannen.
5. Lange Akkulaufzeit für längere Nutzung.

Produktstruktur

Hauptteil



Zubehör



Sammlung
Becherdeckel



Umleitung
Spalte



Sammelbecher
Bodenabdeckung



Luftschlauch



USB-Ladefunktion
Kabel



Pinzette




Anweisung
Handbuch



Konische Düse




Flachdüse




Abgewinkelte
Düse

BENUTZERANLEITUNG




Schritt 1

Montieren Sie die Umleitungssäule an der Unterseite des Auffangbechers.




Schritt 2

Setzen Sie den Auffangbecher auf den/die/das Bodenabdeckung.




Schritt 3

Wählen Sie die gewünschte Düse aus und Montieren Sie es am Auffangbecher.




Schritt 4

Schließen Sie den Auffangbecher an Lufteinlassöffnung des Hauptkörpers (Absaugen) mittels des Schlauchs.




Schritt 5

Zum Einschalten des Geräts den Ein-/Ausschalter lange drücken (zum Ausschalten erneut lange drücken).




Schritt 6

Verwenden Sie die Saugkraftregulierung. Drücken Sie die Taste „<“ oder „>“, um die Saugkraft auf den gewünschten Wert einstellen Ebene.




Schritt 7

Benutze den Lichtknopf oder die Musiktaste. Knopf zum Aktivieren einer beruhigenden Funktion Modus (optional), der geeignet ist für Ihr Baby.



Schritt 8

Setzen Sie die Düse vorsichtig ein, die Nasenhöhle des Babys reinigen ihren Schleim effektiv.




Schritt 9

Nachdem Sie den Nasenschleim Ihres Babys gereinigt haben, entfernen Sie die Ansammlung. Tasse.



Schritt 10

Nachdem der Auffangbecher entfernt wurde Die einzelnen Teile sofort abspülen. (Hinweis: Der Hauptteil sollte nicht mit Wasser abgewaschen werden!)



Schritt 11

Trocknen Sie die Oberfläche des Geräts nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab und bewahren Sie es ordnungsgemäß an einem kühlen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Tipps:

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, bei trockenem Nasenschleim des Babys vor der Anwendung des elektrischen Nasensaugers diesen mit einem Kochsalz-Nasenspray zu befeuchten.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus.
2. Saugspitze und Auffangbecher abnehmen und mit einem Reinigungsmittel und Wasser reinigen.
3. Halten Sie die Teile und das Gehäuse nach Gebrauch sauber und trocken.
4. Die Saugspitze und der Auffangbecher können mit kochendem Wasser oder Dampf sterilisiert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.
5. Das Produktgehäuse ist nicht wasserdicht. Spülen Sie es daher nicht mit Wasser ab und reinigen Sie es nicht bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie zum Reinigen bitte ein weiches, feuchtes Tuch.
6. Vermeiden Sie die Lagerung des Produkts vor direkter Sonneneinstrahlung oder in einer feuchten Umgebung.

FEHLERBEHEBUNG

Um die optimale Leistung und Langlebigkeit des Nasensaugers Ihres Babys zu gewährleisten, ist es wichtig, häufige Probleme zu kennen und zu wissen, wie man das Gerät richtig pflegt. Hier sind einige häufige Probleme und Lösungen:

Häufige Probleme	Lösungen
Der Nasensauger schaltet sich nicht ein oder schaltet sich nach ein paar Blitzen wieder aus.	Laden Sie den Nasensauger vor Gebrauch vollständig auf, da der Akku bei Lieferung möglicherweise nur schwach geladen ist. Bitte laden Sie ihn vor Gebrauch auf.
Die Saugkraft ist gering oder der nasale Saugeffekt ist unbefriedigend.	1. Prüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind. 2. Der Nasensauger nutzt einen Luftstrom zum Absaugen von Nasenschleim. Vermeiden Sie während der Anwendung, die Absaugdüse vollständig gegen die Haut abzdichten, da dies ein geschlossenes Milieu schaffen und zu einer unzureichenden oder unbefriedigenden Absaugwirkung führen kann.
Schwierigkeiten bei der Reinigung von eingetrocknetem oder verhärtetem Nasenschleim.	Getrockneter oder verhärteter Nasenschleim haftet stark. Weichen Sie ihn mit einer Kochsalzlösung auf, bevor Sie versuchen, ihn zu reinigen.
Nasenschleimve - sprühen aus dem Luftauslass während des Absaugens.	Bitte schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie den Auffangbehälter und achten Sie darauf, dass er nicht über die Hälfte seines Fassungsvermögens hinaus gefüllt ist.

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG	5 V Gleichstrom/1 A
LEISTUNG	5.5 W
AKKU	Lithium-Ionen 3,7 V / 2600 mAh
LADEZEIT	Ungefähr 3 Stunden
INTENSITÄTSSTUFEN	9 Stufen
SAUGKRAFT	max. 70Kpa
NETTOGEWICHT DES PRODUKTS	276g
PRODUKTGRÖSSE	105 mm × 75 mm × 51 mm

GARANTIE

Der Verkäufer haftet für mangelhafte Ware für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(RoHS) 2011/65/EU + (EU) 2015/863

Erfüllt die folgenden Normen:

ENIEC 55014-1:2021
ENIEC 55014-2:2021
ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN61000-3-3:2013/A2:2021

Hersteller:
Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński